

- Okozott már problémát Önnek, hogy az eladásra szánt bodza, dinnye, alma, körte, paradicsom, vagy más gyümölcs és zöldség átadás-átvételekor nem tudta egyértelműen igazolni a megtermelt áru Brix% értékét, minőségét és ezért az átvévo 10, 15 esetleg 20 % - kal kevesebbet fizetett?

Mekkora nyereségtől esett el emiatt eddig?

- Előfordult már, hogy Ön vett át olyan árut, melyről utólag derült ki, hogy a Brix% értéke lényegesen alacsonyabb, mint amire számított és ebből kifolyólag anyagi károsodás érte?

Mit tett azért, hogy ez ne fordulhasson többet elő?

- Került-e már vitába amiatt, hogy a hagyományos kézi kukucskalós refraktométerben nem ugyan azt a mért értéket látta, mint a termény átvévoje? **Mennyit alkudtak le Önnél az amúgy is igen nyomott árból?**

-
- **Érdekli-e olyan megoldás, amellyel ezek a nehézségek kiküszöbölhetők?**

- **Érdekli-e olyan megoldás, melyet már számos cég használ ezen problémák leküzdésére?**

- **Mennyi idegeskedést, időt és fuvar költséget tudna megtakarítani egy megfelelő megoldással?**

Hogy mi a MEGOLDÁS???

Egy digitális „zseb” refraktométer, amely segítségével néhány csepp mintából 0,1 %-os felbontással megállapítható a Brix% érték, így mindkét fél egyszerre látja ugyanazt a mért eredményt.

Nem marad vitának helye a Brix% érték körül!

NYÁRI REFRAKTOMÉTER AKCIÓ!!!!!!!!!!!!!!



PAL-1 típus 0,0 ... 53,0 Brix %
bruttó ára: ~~104.800 Ft~~ helyett 68.000 Ft

PAL-2 típus 45,0 ... 93,0 Brix %
bruttó ára: ~~114.200 Ft~~ helyett 75.000 Ft

PAL-α típus 0,0 ... 85,0 Brix %
bruttó ára: ~~145.100 Ft~~ helyett 98.000 Ft

Szállítás raktárról, amíg a készlet tart!

Több mint 50 különböző típus !

További részletekkel kapcsolatban érdeklődjön telefonon, látogassa meg web oldalunkat vagy bemutatótermünket.



COMPLEXLAB KFT. Telefon: 243-3756
cím: 1031 Budapest, Petur u. 35.
labor4@complexlab.hu, www.complexlab.hu